

## EasyCare Midjebälte med LectroDerm värmedyna 19x29cm

Neopren-bälte med kardborrband som enkelt kan spännas fast runt midjan, maximalt midjemått ca.95cm.

Neopren är ett isolerande material med mycket goda stretch-egenskaper. Neopren används idag i de allra flesta värmeisolerande förband som säljs.

I bältet finns en ficka för värmedynan. Dynan, (19x29cm), som ingår i paketet aktiveras enkelt genom att man trycker på metallbrickan som finns i dynan. På c:a tio sekunder blir dynan sedan 54 grader varm. Kombinationen av dyna och EasyCare-bälte gör det möjligt att enkelt applicera värme i t.ex. rygglutet utan att vara sängliggande.

Neopren-materialet gör att värmen bibehålls mycket lång tid och att du kan tack vare elasticiteten i bältet spänna åt efter eget önskemål.

**OBS:** Första gången dynan aktiveras så kan man behöva trycka på knappen flera gånger innan dynan startar. Värmedynan kan vid enstaka tillfällen ha aktiverats innan leverans, (dynan är hård), återladda i så fall enligt instruktionerna.



Lectro Derm 19x29cm med bälte

### Återladdning av dynan:

- Vik dynan försiktigt så att den inte riskerar att spricka och lägg den i en tvättpåse i en kastrull där vattnet täcker dynan
- Alternativt lägg en disktrasa eller ett tygstycke under dynan så att den inte kommer i kontakt med botten  
(Durkslag som sänks ner i kastrullen kan också användas för att skydda dynan. Se då till att vattnet täcker dynan)
- Låt vattnet koka lätt, minst 90 grader i ca. 20 minuter. (Vätskan i dynan ska vara helt klar).  
**OBS!** Om dynan kokas för kort tid och/eller på för låg temperatur så finns små kristaller kvar i vätskan och då återaktiveras dynan, (blir hård), och måste då kokas om igen när den svalnat av.
- Ta upp dynan och låt den svalna av på en handduk i normal rumstemperatur
- När dynan nått normal rumstemperatur är den klar att användas igen (Den kan laddas om minst 100ggr)
- **OBS!** Dynan får ej värmas/återladdas i mikrovågsugn!

**Varning:** Direktkontakt med huden när dynan är varm kan ge brännskador.

Använd aldrig en dyna direkt mot huden. Var mycket försiktig med dynan på barn och personer med nedsatt känsel eller cirkulationsstörningar.

**Innehållsdeklaration:** Natriumacetat, (ättiksalt), vatten.

**Vid hudkontakt:** Skölj av med ljummet vatten. Ej giftigt, ej frätande.

Art.nr: 04-009 EAN: 7391133000726



2018-12