

Bruksanvisning Thermoladdare art.nr. 04-014

Säkerhetsanvisningar



Denna apparat är CE-märkt enligt Hushållsdirektivet och får ej uppställas i patientmiljön.

Läs igenom samtliga anvisningar innan utrustningen brukas

- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Utsätt dig inte för risken att råka ut för elstötar; doppa inte sladd, kontakt eller sockel i vatten eller annan vätska.
- **Koppla ur utrustningen från elnätet när den inte används**, samt inför rengöring. Dra aldrig i själva sladden när kontakten kopplas ur, ta istället tag i kontakten och dra. Låt apparaten svalna innan den monteras isär och innan utrustningen ställs undan efter användning.
- Använd ej apparaten om sladden eller kontakten är skadad, eller om utrustningens funktionalitet är störd eller då själva apparaten blivit skadad på något sätt. Service får endast utföras av kvalificerad tekniker.
- Använd inte andra tillbehör än de som levereras med apparaten, eftersom detta kan försäkra olyckstillbud.
- Vid ovarsamhet kan du bränna dig på upphettade delar, hett vatten eller vattenånga.
- Använd inte apparaten utomhus; produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Placera ej apparaten i närheten av varma gas- eller el-brännare, ej heller i varm ugn.
- Låt inte sladden hänga ned över en bords- eller bänkskiva och låt den ej komma i kontakt med varma ytor.
- Iakttag försiktighet vid öppnande av locket, eftersom du annars kan skålla dig. Var mycket försiktig om apparaten måste flyttas när den innehåller varmt vatten.
- Placera ej utrustningen direkt under skåp eller hylla när den skall användas, eftersom den producerar stora mängder ånga. Sträck dig aldrig över värmekärlet när det är igång.
- Du kan inte använda Thermoladdarens delar i mikrovågsugn eller på andra kok/uppvärmda ytor.
- Om lock eller annan del måste avlägsnas under tiden värmeladdning pågår, använd alltid skyddshandske mot värmen.
- Laddningstid varierar något beroende på mängd, storlek och placering i behållaren.
- En viss mängd vatten kommer att ligga kvar i behållaren efter det att apparaten stängts av; detta är normalt.

Vård och rengöring

- **VARNING:** Låt Thermoladdaren svalna innan den rengörs. Koppla ur sladden från elnätet.
- Placera skålen/skålarna och lock i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka innan förvaring.
- Vattenbehållare kan diskas med varmt vatten och diskmedel utan slipeffekt. Sockel och sladd får endast torkas av med lätt fuktad trasa.
- Sockel får under inga omständigheter doppas i vatten eller andra vätskor.
- Vi rekommenderar vid normal användning endast vatten och torr trasa som rengöringsmetod. Vid behov kan Virkon användas för desinfektion.

Använd ej diskmaskin!

Automatisk avstängning

Apparaten stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått. Dock rekommenderas att dra ut stickkontakten från vägguttaget efter användning.

Torrkokningsskydd

Apparaten har ett torrkokningsskydd. Det gör att den automatiskt stängs av om den slås på när det inte finns något vatten i vattentanken eller om vattnet tar slut under användning. Låt apparaten svalna i 10 minuter innan du använder den igen.

Avkalkning

När apparaten använts ca 30 gånger kan den behöva avkalkas.

Så här avlägsnas kalkavlagringar:

1. Fyll vattenbehållaren med vatten varav 1/10-del ättiksprit eller avkalkningsmedel, upp till max-markeringen. Inga andra kemikalier eller rengöringsmedel får användas.
2. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Ställ timern på 30 minuter, låt ångkoka. Dra ur stickkontakten från vägguttaget. Häll sedan bort vätskan.
3. Skölj ur vattenbehållaren flera gånger med kallt vatten.

Garanti och service

Om du behöver service eller information kan du kontakta Handelshuset Viroderm AB på 08-37 37 12 eller via webben: www.viroderm.se

Så här används Thermoladdaren

1. Placera apparaten på en stabil, plan och jämn yta. Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till max-nivå, se figur 1. Endast vatten får hällas i behållaren.



Figur 1

2. Placera svart droppbricka (figur 2) ovanpå basen med vatten. Placera de dynor som skall laddas i den vita skålen märkt med siffran 1, (figur 2) och placera sedan locket ovanpå. Se till att locket är inpassat i skårorna. (dynorna ska vara hårda och ha återfått normal rumstemperatur innan återladdning startar)



Figur 2



- Sätt på locket på ångskålen, se till att locket är inpassat i skåroarna, se nedan figur 3.



Figur 3

- Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Med timern väljer du önskad laddningstid, normalt ca 30–45 minuter, beroende på mängden värmedynor. Bredvid vredet tänds en lampa och efter ca 30 sekunder startar ångkokningen.
- När tiden är ute ringer en klocka, lampan slocknar och apparaten slår automatiskt av strömmen. Koppla ur kontakten från elnätet när laddningen är klar. Låt värmedynorna svalna i skålen.
- Ta ur värmedynorna och töm vattnet ur laddaren, torka med pappershandduk och ställ undan. Låt sedan värmedynorna svalna av i normal rumstemperatur.

Om laddningstiden varit otillräcklig kommer värmedynorna att kristalliseras, (bli hårda), av sig själva. Prova då att igen ladda upp dem, men öka tiden med minst 5 minuter. (Fyll på med mer nytt vatten vid omkokning).

För att underlätta återladdning samtidigt av flera stora och/eller många mindre värmedynor så bifogar vi två extra skålar som kan ställas ovanpå den ordinarie skålen. Man kan då återladda flera värmedynor i varje skål.

Tänk på att vika ihop den stora dynan (19x29cm) efter användningen, medan den fortfarande är mjuk, det underlättar så att den får plats i skålen.

Om man återladdar många värmedynor samtidigt, eller har flera skålar, kan återladdningstiden behöva ökas med ca 10–15 minuter.

TEKNISK SPECIFIKATION

Nätspänning: 220V-240V, 50-60Hz
Effekt: 800 Watt.
CE-märkt enligt 89/336/EEG
Tillverkad i Kina
GTIN: 7391133001501

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas på din lokala återvinningsstation.



2022-12