

TEKNISK BULLETTIN

VirKon BRUKSLÖSNING

HANTERING OCH SÄKERHET

VirKon i koncentrerad pulverform bör hanteras med respekt i enlighet med aktuellt säkerhetsdatablad. De risker pulverhanteringen medför kan man dock eliminera genom att använda VirKon i vattenlöslig doseringspåse när man bereder brukslösningen.

Desinfektionsmedlet VirKon i brukslösning är tämligen harmlöst, vilket också styrks av genomförda tester:

- Lösningen har låg akut toxicitet för användare. Vid 1 % koncentration är det osannolikt att den ska förorsaka hudirritation om inte en individ är specifikt känslig för VirKon eller någon av dess ingående komponenter.
- Om VirKonlösningen kommer i kontakt med ögat kan en mycket mild irritation förväntas.
- Ej heller förväntas några problem uppstå som en följd av inhalation vid normal hantering av VirKonlösningen genom sprayflaska

Trots att VirKon i färdigblandad brukslösning är tämligen harmlöst är det klokt att iaktta normal försiktighet:

SÅ HÄR HANTERAR DU VIRKON-LÖSNINGEN SÄKERT

- Undvik att i onödan exponera huden och se till att du inte får stänk i ögonen.
- Använd skyddshandskar när du desinfekterar, främst för att skydda dig mot kontaminerande mikroorganismer.
- Personal bör inte vara närvarande om brukslösningen dimbildas (luftburna småpartiklar i luften), t ex i samband med användning av s.k. desinfektionsrobot.

OM DU UPPLEVER OBEHAG AV KONTAKT MED VIRKON

<u>Om detta händer</u>	<u>...ska du göra följande</u>
Virkon-lösning på huden	Avlägsna nerspillda kläder och skölj huden med vatten
Stänk av Virkon-lösningen i ögonen	Skölj ögonen noggrant med vatten. Sök medicinsk hjälp om irritationen inte upphör
Förtäring av Virkon-lösning	Skölj ur munnen och drick mycket vatten. Sök medicinsk hjälp om stora mängder av Virkonlösningen intagits.

AVFALLSHANTERING

Överbliven 1 % brukslösning av Virkon kan utan att ge upphov till några nämnvärda miljöproblem hällas ut i avloppet. Om det skulle bli fråga om utsläpp av större mängder (> 5 liter) bör lokala bestämmelser konsulteras.

OBS! Eventuella överblivna upplösbara påsar med pulverkonzentrat som passerat utgångsdatum spädes till brukslösning och kan därefter hanteras som ovan. Påsar med pulverkonzentrat som ej spädes ska hanteras som farligt avfall.

För ytterligare information se vår Tekniska Bulletin Nr 48.