

# TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB

Nr 21

2010-02-01

Sid 1/2

## VirKon EFFEKT OCH ANVÄNDBARHET

I många länder har man ett registreringsförfarande för desinfektionsmedel, som i realiteten innebär att myndigheten tar över ansvaret för utvärderingen av en produkt. Svårigheten att uppnå en registrering uppvägs i ett senare skede av att registreringen på marknaden på goda grunder uppfattas som ett godkännande av produkten, vilket i sin tur underlättar beslutsfattandet i användarledet. I avsaknad av ett registreringsförfarande har vi i Sverige bett dr Karl-Erik Myrbäck på Södersjukhuset i Stockholm att bedöma Virkons effekt och användbarhet.

I Sverige finns inget registreringsförfarande för desinfektionsmedel och därmed inget regelverk för vilka krav på effekt och dokumentation man bör ställa. Leverantörer av desinfektionsmedel kan därför göra gällande att ett medel har en bredare och kraftfullare effekt än köparen har möjlighet att kontrollera. I konsekvens med det förekommer på marknaden ett antal desinfektionsmedel med otillräcklig effekt, vilket naturligtvis kan få icke önskvärda följder. Den enda faktorn av reglerande slag på den svenska marknaden är den generella köplagen och den är i praktiken inte möjlig att tillgripa för att komma tillrätta med andra missförhållanden än de mest extrema.

I ett par av våra grannländer, Norge och Tyskland, har man sedan länge ett registreringsförfarande. En fördel med

ett sådant ur marknadsföringssynpunkt är att mindre seriösa leverantörer sorteras bort. I frånvaro av ett registreringsförfarande kan kunden egentligen förlita sig enbart på leverantörens dokumentation över produktens effekt. Det säger sig självt att detta i många fall ger upphov till osäkerhet.

VirKon är som bekant en utomordentligt väldokumenterad produkt. Dokumentationen är visserligen fyllig, men den kan också vara svårtillgänglig för andra än välutbildade fackmän. Av erfarenhet vet vi att detta kan få den mindre angenäma konsekvensen att beslut om inköp ute-blir, eftersom den för beslutet ansvarige inte ser en möjlighet att avbörda sig ansvaret för beslutet. Vad som saknats och som nu avhjälpes är ett auktoritativt utlåtande, som beslutsfattare av skilda slag kan luta sig emot.

Karl-Erik Myrbäck  
överläkare/sjukhushygieniker

**SÖS**  
**SÖDERSJUKHUSET**  
LABORATORIECENTRUM  
Mikrobiologiska Kliniken

95-08-23

Jan Karlén  
VIRKON MEDICAL SCAND AB  
Box 97  
592 22 Vadstena

Broder!

På basis av både mina egna undersökningar och redovisad dokumentation över desinfektionsmedlets Virkons effekt mot bakterier, virus och svamporganismer, konstaterar jag att medlet i 1% lösning är både effektivt och användbart för alla typer av ytdesinfektion, såväl inom sjukvården som i andra sammanhang.

I avvaktan på kompletterande undersökningar om Virkons effekt mot vissa typer av mykobakterier, rekommenderar jag dock att medlet inom sjukvården används i 3% lösning vid misstanke om mykobakterier.

Virkon är också effektivt vid desinfektion av instrument och andra föremål. Man bör dock vara uppmärksam på att vissa metallföremål kan ta skada av kontakt med Virkonlösningen, framför allt om kontakttiden överstiger rekommenderade 10 min.

Hälsningar

  
Karl-Erik



Besöksadress Ringvägen 52 Stockholm Postadress 118 83 Stockholm

Telefon 08-616 10 00 direktval (.....) Triefax 08-616 . .....

Instr i Stockholm 1300 landsting