

Bruksanvisning L-D 1 Ultraljudsgel

Lectro Derm 1 Ultraljudsgel är en vattenlöslig beredning lämplig att använda vid TNS, TENS och ultraljudsbehandlingar/undersökningar. Irriterar inte huden. Innehåller inga ämnen som påverkar utrustningen. Kladdar inte. CE-märkt, produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

Medicinteknisk produkt klass I.

Gör så här:

1. Applicera rikligt med ultraljudsgel på området som skall undersökas eller behandlas.
2. Utför undersökningen/behandlingen enligt tillverkarens anvisning.
3. Efter avslutad undersökning kan ultraljudsgelen torkas av med papper, alternativt sköljas av med vatten.

Hantering, förvaring: Förvaras i temperatur +5 till +35 °C



Tillverkas av:
Handelshuset Viroderm AB
Fabriksvägen 5
171 48 Solna
Sverige
www.viroderm.se