

# MarknadsBulletin

---

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB

Nr 12

2010-02-01

Sid 1/1

---

## VirKon i ambulanstjänsten

Förutom till generell ytdesinfektion i ambulanser kan Virkon med fördel användas till desinfektion/förtvätt av nedblodade klädpersedlar, nackkragar, blodtrycksmanschetter o dyl. Referens i detta sammanhang är ambulanstjänsten i Örnsköldsvik.

Betr. klädpersedlar rekommenderar vi blötläggning i en 1 % VirKon-lösning i 10 minuter, varefter de tvättas i maskin som vanligt. Efter denna blötläggning är de mikroorganismer som fanns i tvättgodset oskadliggjorda, vilket gör det möjligt att tvätta i så låg temperatur som 30° C om persedlarna inte tål höga temperaturer. När textilierna tas upp ur desinfektionslösningen har de ofta tagit färg av lösningen och kan därför vara rosafärgade. Färgen försvinner dock i samband med tvättningen.

Betr. nackkragar, blodtrycksmanschetter och andra föremål som inte kan maskintvättas bör blötläggning i 1% Virkon-lösning ske i 10 minuter, varefter föremålet sköljs i rent vatten. Man behöver inte nödvändigtvis nedsänka hela föremålet i Virkon-lösningen utan endast sörja för att föremålet blir genomfuktat och förblir så i 10 minuter.