

Lectro Derm Provtagningsdyna



Art.nr: 04-006
Storlek: 9x13cm
Förpackning: 1x2st
Transportkartong: 30x2st
EAN kod: 7391133000627
CE

Lectro Derm Provtagningsdyna

En liten smidig värmedyna på 9x13cm som aktiveras genom att man trycker på aktiveringsknappen inne i dynan som sedan alstrar upp till c:a 54 graders värme.

Dynan underlättar provtagningen och har också en lugnande effekt på stickrädda patienter. Kan återladdas mer än etthundra gånger.

Vi rekommenderar att man också använder artikel Viro001 Skyddspåse vid användandet då den säkrar att inte dynan uppfattas för varm av småbarn och andra personer som inte själva kan avgöra hur de reagerar på värmen från dynan.

Innan användning: Läs informationen "Riskfri hantering". (Se separat dokument). Finns också att ladda ner på vår hemsida: www.viroderm.se

Innehållsdeklaration:
Natriumacetat, vatten.

Vid hudkontakt:
Skölj av med ljummet vatten.
Ej giftigt, ej frätande.

Tillverkas av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA

Telefon: 08- 37 37 12 Telefax: 08-87 29 05 e-post: info@viroderm.se

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: www.viroderm.se

2015-03