

L-D 1 Ultraljudsgel

2,8 L ofärgad



2,8 L

Lectro Derm 1 Ultraljudsgel är en vattenlöslig beredning lämplig att använda vid TNS, TENS och ultraljudsbehandlingar/undersökningar. Irriterar inte huden. Innehåller inga ämnen som påverkar utrustningen. Kladdar inte. CE-märkt. Ofärgad.

Gelen är **allergitestad** enligt ISO 10993-10. Testet är utfört **utan djurförsök** med GARD för mer info se www.senzagen.com.

(Världens första allergitest utan djur som klarar alla regulatoriska krav).

Förpackning: 4x2,8L
Art.nr: 1022830
EAN kod: 7391133001228
CE-märkt enligt MDD 93/42/EEG

Innehåll: Aqua, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Marknadsförs av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA

Telefon: 08- 37 37 12 e-post: info@viroderm.se

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: www.viroderm.se

2019-10