

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB

Nr 33

2010-02-01

Sid 1/1

VirKon EFFEKT MOT ROTAVIRUS

Två studier har gjorts på Virkons effekt mot rotavirus, en i USA och en i Ryssland. Båda visar att Virkon har god effekt mot rotavirus.

Den amerikanska studien

Calf rotavirus, ATCC VR-452

1% Virkon har effekt med en kontakttid om 10 min.

Den ryska studien

Monkey rotavirus SA-II

0,15% Virkon har effekt med en kontakttid om 10 min.

0,30% Virkon har effekt med en kontakttid om < 1 min.

Human rotavirus (strain N° 134)

0,4% Virkon har effekt med en kontakttid om 10 min.

Slutsats

Ovan angivna avdöningstider resp. lösningskoncentrationer ligger inom standardrekommendationen för Virkon. Således har en 1% Virkon-lösning med en verkningstid om 10 min. effekt mot rotavirus.

Övrigt

Liksom övrig dokumentation rörande Virkon finns ovannämnda studier tillgängliga för rekvisition.