

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB

Nr 41

2010-02-01

Sid 1/1

Desinfektion av operationslampor

Reflektorerna i operationslampor är tillverkade av plexiglas, som inte tål att utsättas för upprepad kontakt med alkohol. Desinfektionsmedel, baserade på alkohol, är därför inte lämpliga att använda vid desinfektion av operationslampor.

Den marknadsledande tillverkaren av operationslampor, Siemens, har testat och godkänt Virkon för desinfektion av sina operationslampor. Observera att Virkon med fördel kan användas för desinfektion av hela operationslampan och att Virkon också kan användas till andra fabrikat än Siemens.